

フルフェイスリートメントで
シミ・そばかすのない肌へ



It's like having a
**Permanent
Beauty Filter**



PicoWay®

ピコセカンドKTP/Nd:YAGレーザー

PicoWay による 実証を踏まえた効果

(写真によるブラインドテスト結果)



シミ、そばかすの治療 94%^{2#}



しわ改善 82%^{9#}




タトゥー除去 86%^{10#}
(n=60)
黒色75または多色のタトゥーがある被験者では、
3回の施術後で50%以上除去


業界最短クラスの
パルス幅*

業界最短のパルス幅を誇る Pure Picoパルス^{11※}

PicoWayは、照射時間（パルス幅）が業界最短であるため、副作用の少ない、低刺激の施術を実現します。




施術前
シミ、そばかす




施術後
粉碎された色素は、身体から排除されます。

PicoWay Resolveテクノロジーは、表皮を傷つけることなく真皮で効果を発揮
5,7,9,11,12



PicoWay Resolve ビームを、均等に配置された100本の同一ビームに分割し、安定した施術を実現します。^{5,7,11,12}



レーザー誘起光分解と呼ばれる損傷を真皮に発生させ、表皮を傷つけることなく治療を行います。^{5,7,11,12}

実証を踏まえた効果

シミの治療



シミの治療



シミの治療



タトゥー除去



#割合は改善率を示します。
※2020年に公表された競合製品資料に基づく

※写真はすべて修正なし。結果には個人差があります。



専門医による推奨



“

PicoWayは、厳選された4種の波長を搭載し、シミ、そばかす、さまざまな色のタトゥーに対し、素晴らしい効果をもたらします。洗練されたテクノロジーで、満足度の高い治療を実現します。

さらに、高性能のフラクショナルハンドピースにより、さまざまなスキンタイプにおいて、最小限のダウンタイムでリジューベーションが可能になります。

Firas Al-Niaimi, M.D.

レーザー皮膚科医 (英国)

“

PicoWayは、色素を粉砕し、ほぼすべてのタトゥー、シミ、そばかす、スキンリジューベーション、ニキビ跡に対応できます。ニキビ跡、キメの乱れや小じわのある患者さんにおいても、わずか1～2回の施術で、明らかな改善が見られます*。

Sang Ju Lee, M.D. Ph.D.

Yonsei Start Skin & Laser Clinic
皮膚科医 (韓国)



※結果には個人差があります。詳しくは担当医にご相談ください。

安心の実績

Aesthetics
Awards

英国Energy Treatment
of the Year Award受賞

Aesthetics Awards Supplement 2018



The BEST Picosecond
Laser System受賞

The Aesthetic Guide,
Nov/Dec 2015

キャンデラについて

1970年に設立されたキャンデラコーポレーションは、米国マサチューセッツ州ウェイランドに本社を置く、世界的な米国系のトップ医療・美容機器メーカーです。

シネロン・キャンデラ株式会社は、キャンデラコーポレーションの子会社として1989年9月に設立され、これまで30年以上にわたり事業を展開してきました。当社の技術は、脱毛、表在性皮膚良性色素性疾患の治療、しわ改善、ニキビ治療など、多岐に渡る医療・美容用途に向けた、最新の機器を提供しています。

PicoWayは非常に安定した Pure Picoパルス発振を実現



Pure Picoパルスの3つのメリット



短い施術時間



低刺激¹⁴



短いダウンタイム^{5,9}

質問：PicoWayではどのような
施術が可能ですか？

回答：シミ、そばかす、タトゥー除去、
小じわや毛穴の改善など幅広い症状
に対応します。

質問：PicoWayによる施術時間は
どれくらいですか？

回答：麻酔時間（必要な場合）を除き、
およそ15～20分程度ですが、施術の
種類と施術部位の大きさや状態により
異なります。



質問：施術の効果はどれくらいで
現れますか？

回答：施術の種類と施術部位の
大きさや状態により異なりますが、
早ければ1～2回の施術後に効果が
見られます。

PicoWay
よくある質問



質問：ダウンタイムはどれくらい
ですか？

回答：施術後のダウンタイムは治療
内容により異なります。
詳しくは担当医にご相談ください。

免責事項：以上の情報はあくまで参考情報であり、個人の肌質やニーズ、および望まれる結果に応じて異なる可能性があります。個別の施術計画と説明については、担当医にご相談ください。

PicoWay®

出典：1. Chan H, Narurkar V. Prospective study of safety and efficacy of PicoWay® laser for treatment of benign pigmented lesions. 2015. Syneron Candela, data on file. 2. PicoWay® 510(k) clearance for benign pigmented lesions (K150326), April 2015. 3. PicoWay 510(k) clearance for acne scars (K162454), February 2017. 4. Kauvar A, Bernstein E, Garden J. Multicenter study on the efficacy and safety of PicoWay® Resolve™ for acne scars. 2017. Candela Corporation, data on file. 5. Candela Corporation, data on file. 6. Bernstein E et al. Treatment of Acne Scarring With a Novel Fractionated, Dual-Wavelength, Picosecond-Domain Laser Incorporating a Novel Holographic Beam-Splitter Lasers in Surgery and Medicine. 7. PicoWay 510(k) clearance for wrinkles (K170597), May 2017. 8. PicoWay 510(k) clearance for tattoos (K142372), May 2016. 9. PicoWay 510(k) clearance (K191685), September 2019. 10. Schomacker K, Bhawalkar JD. PicoWay Clinical Bulletin. 2016. Data on file. 11. Kwan.W., et al., March 2019 Insert, Practical dermatology March Issue. Treatment guidelines for the PicoWay Laser system in Skin of Color, Picosecond laser therapy for benign pigmented lesions. 12. Mehrabi, J. N., Friedman, O., Al-Niaimi, F. and Artzi, O., 2020. Retrospective photographic review of non-tattoo indications treated by picosecond laser. Journal of Cosmetic Dermatology, 2020, VOL. 19, NO. 3, 612-621.

免責事項：本資料のすべての内容は、情報提供のみを目的としてシネロン・キャンデラ株式会社が提供するものであり、いかなる種類の保証も行わないものとします。医療従事者は、特定の施術に製品を使用するに際し、国内の規制に準ずることに全責任を負うものとします。本資料に記載されている製品および適応症例は、各国での規制要件および製品登録状況により異なります。国内での適応症例については担当医にご確認ください。製品および技術仕様は予告なく変更される場合があります。詳しくはシネロン・キャンデラまでお問い合わせください。

© 2021-2022 Candela Corporation. 本資料には、Candela Corporationとその関連会社の登録商標、ならびに未登録商標、商号、サービスマーク、およびブランド名が含まれます。その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。無断転載を禁止します。PU02118JP_RevB